

Shower Bench

Banc De Douche

Banco De Ducha

Instructions For Use
Instructions D'utilisation
Instrucciones De Uso




Item # / Article n° / Artículo n.º: MD770535WH

VER.A.10.25


Assembly Instructions

- 1** Remove contents from carton.




- 2** Place seat upside down on flat surface.

- 3** Place the leg section marked with a "B" into the groove of the bottom of the seat. Place the leg section marked with an "A" on top of the "B" tube and into the groove. Insert the thumb screw through the middle hole. Insert the remaining 4 thumb screws through the remaining 4 holes.



- 4** Insert legs into leg frame by depressing push pins, sliding legs over the receptacle and setting to desired height. Make sure the push button protrudes fully through the receptacle hole. Repeat for remaining legs.




Assembly Instructions

- 5** Turn bath bench over on it's legs.



Adjusting Leg Height

- 1** Before use, adjust height of each leg to your specific needs, making sure all legs are at the same height. When desired height is reached, lock legs into place by aligning buttons into proper holes.
- 2** To be sure legs are locked into place by pushing down on or by pulling legs.



Precautions

WEIGHT CAPACITY: 300 LB / 136 KG

- 1** Inspect all parts for shipping damage before assembly. If there is shipping damage - DO NOT USE. Contact dealer/carrier for further instructions.
- 2** Make certain that the height adjusting snap buttons fully protrude through the same respective hole of each leg extension. This will ensure that the leg extensions are securely locked in position and an even height is achieved.
- 3** Check the rubber tips on the leg extensions for rips, wear or if they are missing. Immediately replace any or all if any of these imperfections exist.
- 4** All four leg extensions with rubber tips MUST touch the floor simultaneously at all times.
- 5** DO NOT stand on chair.

NOTE: To maintain the beauty of the original finish, clean with mild soap and rinse with warm water. Wipe bath seat dry after each use.

Maintenance and Cleaning

Brush off dust and dirt or wipe with a damp cloth. Clean regularly by hand with a damp cloth and mild detergent only. Do not use aggressive detergents such as chlorine, bleach or abrasive cleaners. M+D by Drive recommends periodic visual inspection of this product by the user, to ensure that all parts and hardware are secure, that components are in good working order and not worn, torn, frayed, loose, or rusted, and that there are no obstructions or impediments to normal, safe operation. If any part or mechanism appears to be unsafe or compromised, do not use the product. If you experience problems, please contact the provider that sold you the product or visit www.drivemedical.com/help for more information.

Lifetime Limited Warranty

Your M+D by Drive branded product is warrantied to be free of defects in materials and workmanship for the lifetime of the product for the original consumer purchaser.


This device was built to exacting standards and carefully inspected prior to shipment. This Lifetime Limited Warranty is an expression of our confidence in the materials and workmanship of our products and our assurance to the consumer of years of dependable service.

This warranty does not cover device failure due to owner misuse or negligence, or normal wear and tear. The warranty does not extend to non-durable components, such as rubber accessories, casters, and grips, which are subject to normal wear and need periodic replacement.

If you have a question about your M+D by Drive device or this warranty, please contact an authorized Drive dealer.


Instructions d'assemblage

- 1** Retirer le contenu de la boîte.




- 2** Placer le siège à l'envers sur une surface plane.

- 3** Placer la section du pied marquée d'un « B » dans la rainure du bas du siège. Placer la section du pied marquée d'un « A » dans le haut du « B » et dans la rainure. Insérer la vis de serrage dans le trou du centre. Insérer les 4 vis de serrage restantes dans les 4 trous restants.



- 4** Insérer les pieds dans le châssis en appuyant sur les goupilles-poussoirs, faire glisser les pieds dans le réceptacle et les régler à la hauteur désirée. S'assurer que le bouton-poussoir sort complètement du trou du réceptacle. Répéter pour les autres pieds.



Instructions d'assemblage


- 5** Remettre le banc de bain sur ses pieds.



Réglage de la hauteur des pieds

- 1** Avant l'utilisation, régler la hauteur de chaque pied en fonction de vos besoins spécifiques, en vous assurant que tous les pieds sont à la même hauteur. Lorsque la hauteur désirée est atteinte, verrouiller les pieds en place en alignant les boutons dans les trous appropriés.

- 2** S'assurer que les pieds sont verrouillés en place en les poussant vers le bas ou en tirant dessus.



Précautions

Capacité de poids : 136 kg (300 lb)

- 1** Avant l'assemblage, inspecter toutes les pièces pour s'assurer qu'elle ne présentent pas de dommage. En présence de dommages survenus pendant l'expédition, NE PAS UTILISER. Communiquer avec le vendeur/fournisseur pour obtenir des instructions supplémentaires.
- 2** S'assurer que les boutons-pression de réglage de la hauteur sortent entièrement des trous du même niveau dans chaque extension de pied. Cela permet de s'assurer que les extensions de pied sont bien verrouillées en position et que tous les pieds sont à la même hauteur.
- 3** Vérifier que les embouts en caoutchouc des extensions de pied ne sont pas déchirés, usés ou manquants. Le cas échéant, remplacer immédiatement ces embouts imparfaits.
- 4** Les quatre extensions de pied avec les embouts en caoutchouc DOIVENT toucher le sol simultanément en tout temps et reposer à plat sur le sol.
- 5** NE PAS se tenir debout sur la chaise.

REMARQUE : Pour conserver la beauté du fini original, nettoyer au savon doux et rincer à l'eau tiède. Essuyer la chaise de bain après chaque utilisation.

Entretien et nettoyage

Enlever la poussière et la saleté en les brossant ou les essuyer avec un chiffon humide. Nettoyer régulièrement à la main avec un chiffon humide et un détergent doux uniquement. Ne pas utiliser de détergents agressifs tels que du chlore, de l'eau de Javel ou des nettoyeurs abrasifs. M+D by Drive recommande à l'utilisateur de procéder à une inspection visuelle périodique de ce produit pour s'assurer que toutes les parties et pièces sont bien fixées, que les composants sont en bon état et ne sont pas usés, déchirés, effilochés, desserrés ou rouillés, et qu'il n'y a pas d'obstructions ou d'obstacles à l'utilisation normale et sécuritaire. Si une pièce ou un mécanisme semble non sécuritaire ou compromis, ne pas utiliser le produit. En cas de difficultés, veuillez communiquer avec le fournisseur qui vous a vendu le produit ou visitez le site www.drivemedical.com/help pour obtenir de plus amples renseignements.

Garantie limitée à vie

Votre produit de marque M+D by Drive est garanti d'être exempt de tout défaut de matériau et de main-d'œuvre pour toute sa durée de vie auprès de son propriétaire initial.


Cet appareil a été fabriqué selon des normes de qualité rigoureuses et a fait l'objet d'une inspection soignée avant l'expédition. Cette garantie à vie limitée témoigne de la confiance que nous portons aux matériaux et à la main-d'œuvre utilisés pour produire nos appareils afin qu'ils puissent offrir aux consommateurs de nombreuses années de service fiable.

Cette garantie ne couvre pas les défaillances de l'appareil découlant d'une mauvaise utilisation ou de la négligence du propriétaire, ou de l'usure normale. La garantie ne s'applique pas aux composants non durables, tels que les accessoires en caoutchouc, les roulettes et les poignées, qui sont sujets à l'usure normale et doivent être remplacés périodiquement.

Si vous avez des questions au sujet de votre appareil M+D by Drive ou de la présente garantie, veuillez communiquer avec un revendeur Drive autorisé.


Instrucciones de montaje

- 1** Retire el contenido de la caja.




- 2** Coloque el asiento boca abajo sobre una superficie plana.

- 3** Coloque la sección de la pata marcada con una "B" en la ranura de la parte inferior del asiento. Coloque la sección de la pata marcada con una "A" en la parte superior del tubo "B" y en la ranura. Inserte el tornillo de pulgar a través del orificio del medio. Inserte los 4 tornillos de pulgar restantes a través de los 4 orificios restantes.



- 4** Inserte las patas en el marco presionando las clavijas, deslice las patas sobre el receptáculo y ajústelas a la altura deseada. Asegúrese de que el botón sobresalga por completo a través del orificio del receptáculo. Repita el procedimiento para el resto de las patas.




Instrucciones de montaje

- 5** Dé vuelta el banco de baño sobre sus patas.



Ajuste de la altura de las patas

- 1** Antes del uso, ajuste la altura de cada pata según sus necesidades específicas, asegurándose de que todas las patas estén a la misma altura. Cuando se alcance la altura deseada, trabe las patas en su lugar alineando los botones en los orificios adecuados.
- 2** Para asegurarse de que las patas estén trabadas, presione hacia abajo o tire de las patas.



Précautions

Capacidad de carga: 136 kg (300 lb)

- 1** Inspeccione todas las piezas para comprobar que no se hayan dañado durante el envío antes del montaje. Si hubo un daño en el envío, NO UTILICE EL PRODUCTO. Comuníquese con el distribuidor/transportista para obtener más instrucciones.
- 2** Asegúrese de que los botones a presión de ajuste de altura sobresalgan por completo a través del mismo orificio respectivo de cada extensión de pata. Esto garantizará que las extensiones de las patas estén firmemente trabadas en su posición y que se logre una altura uniforme.
- 3** Compruebe que las puntas de goma de las extensiones de las patas no falten ni estén rasgadas o desgastadas. Reemplace inmediatamente cualquiera de estas imperfecciones.
- 4** Las cuatro extensiones de pata con puntas de goma DEBEN tocar el piso simultáneamente en todo momento y apoyarse planas en el piso.
- 5** NO se pare sobre el asiento.

NOTA: Para mantener la belleza del acabado original, limpie con jabón suave y enjuague con agua tibia. Seque el asiento después de cada uso.

Mantenimiento y limpieza

Cepíllelo para sacar el polvo y la suciedad o límpielo con un paño húmedo. Limpie a mano regularmente con un paño húmedo y detergente suave solamente. No utilice detergentes fuertes como cloro, lejía o limpiadores abrasivos. M+D by Drive recomienda que el usuario realice inspecciones visuales periódicas de este producto para asegurarse de que todas las piezas y herrajes estén bien sujetos, que los componentes estén en buenas condiciones y no estén desgastados, rotos, rasgados, flojos ni oxidados, y que no haya obstrucciones ni impedimentos para un funcionamiento normal y seguro. Si alguna pieza o mecanismo parece no ser seguro o estar comprometido, no utilice el producto. Si tiene problemas, comuníquese con el proveedor que le vendió el producto o visite www.drivemedical.com/help para obtener más información.

Garantía limitada de por vida

Su producto de la marca M+D de Drive está garantizado contra defectos de materiales y mano de obra durante toda la vida útil del producto para el comprador consumidor original.


Este dispositivo se construyó de acuerdo con estándares exigentes y se inspeccionó cuidadosamente antes del envío. Esta garantía limitada de por vida es una expresión de nuestra confianza en los materiales y la mano de obra de nuestros productos y nuestra garantía al consumidor de años de servicio confiable.

Esta garantía no cubre la falla del dispositivo debido a mal uso o negligencia del propietario, o al desgaste normal. La garantía no se extiende a componentes no duraderos, como accesorios de goma, ruedas y agarres, que están sujetos al desgaste normal y necesitan reemplazo periódico.

Si tiene alguna pregunta sobre su dispositivo M+D by Drive o sobre esta garantía, comuníquese con un distribuidor de Drive autorizado.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

[illegible]



© 2025 Medical Depot, Inc. dba Drive DeVilbiss Healthcare.
All rights reserved.

Mobility Designed® is a trademark of Medical Depot, Inc.
Port Washington N.Y. 11050 USA
Made in China

© 2025 Medical Depot, Inc. exerçant son activité sous le nom
de Drive DeVilbiss Healthcare.
Tous droits réservés.

Mobility Designed® est une marque déposée de Medical Depot, Inc.
Port Washington, N.Y. 11050, États-Unis
Fabriqué en Chine

© 2025 Medical Depot, Inc. dba Drive DeVilbiss Healthcare.
Todos los derechos reservados.

Mobility Designed® es una marca registrada de Medical Depot, Inc.
Port Washington, N.Y. 11050, EE. UU.
Hecho en China