



MOBILITY DESIGNED

Massage Bath Mat

Tapis De Bain Massant

Alfombra Masajeadora De Baño

Instructions For Use
Instructions D'utilisation
Instrucciones De Uso







Item # / Article n° / Artículo n.º: MD785500WH

VER.B.12.25

Instructions

- 1** Rinse the mat thoroughly with warm water to remove any dust or packaging residue.
- 2** Clean the bath or shower surface where the mat will be placed. Lightly spray the area with water to help the suction cups adhere better.
- 3** Place the mat in your desired location with the suction cups facing down.
- 4** Press down firmly on the entire surface of the mat, focusing on the corners and edges, to activate the suction cups and ensure a secure grip.



Additional Precautions

- 1** Always ensure bath mat is properly secure to bathtub before use.
- 2** Regularly clean bathtub to avoid buildup of slippery residues.
- 3** Do not use bleach or strong abrasives when cleaning your bath mat.
- 4** Ensure all cleaning products are thoroughly rinsed off bathtub before using bathmat.

Maintenance and Cleaning

- 1** Rinse both sides of bath mat after each use.
- 2** Remove and hang dry after each use to maximize product lifespan.
- 3** Regularly machine wash bath mat in delicate cycle in warm/cold water.
- 4** Hair dyes and colorings may permanently stain or discolor the rubber.

Lifetime Limited Warranty

Your M+D by Drive branded product is warrantied to be free of defects in materials and workmanship for the lifetime of the product for the original consumer purchaser.





This device was built to exacting standards and carefully inspected prior to shipment. This Lifetime Limited Warranty is an expression of our confidence in the materials and workmanship of our products and our assurance to the consumer of years of dependable service.

This warranty does not cover device failure due to owner misuse or negligence, or normal wear and tear. The warranty does not extend to non-durable components, such as rubber accessories, casters, and grips, which are subject to normal wear and need periodic replacement.

If you have a question about your M+D by Drive device or this warranty, please contact an authorized Drive dealer.

Instructions

- 1** Rincer soigneusement le matelas à l'eau chaude pour éliminer toute poussière ou tout résidu d'emballage.
- 2** Clean the bath or shower surface where the mat will be placed. Lightly spray the area with water to help the suction cups adhere better.
- 3** Placer le matelas à l'endroit souhaité, avec les ventouses dirigées vers le bas.
- 4** Appuyer fermement sur toute la surface du tapis, en se concentrant sur les coins et les bords, pour faire adhérer les ventouses et assurer une prise sûre.



Précautions supplémentaires

- 1** Toujours s'assurer que le tapis de bain est correctement fixé à la baignoire avant l'utilisation.
- 2** Nettoyer régulièrement la baignoire pour éviter l'accumulation de résidus glissants pouvant compromettre la prise des ventouses.
- 3** Ne pas utiliser d'eau de Javel ou de produits abrasifs puissants pour nettoyer le tapis de bain.
- 4** S'assurer que tous les produits de nettoyage sont soigneusement rincés de la baignoire avant d'utiliser le tapis de bain.

Entretien et nettoyage

- 1** Rincer les deux côtés du tapis de bain après chaque utilisation.
- 2** Retirer et suspendre pour faire sécher après chaque utilisation afin de maximiser la durée de vie du produit.
- 3** Laver régulièrement le tapis de bain à la machine, au cycle délicat et à l'eau tiède/froide.
- 4** Les teintures et colorations capillaires peuvent tacher ou décolorer le caoutchouc de manière permanente.

Garantie limitée à vie

Votre produit de marque M+D by Drive est garanti d'être exempt de tout défaut de matériau et de main-d'œuvre pour toute sa durée de vie auprès de son propriétaire initial.





Cet appareil a été fabriqué selon des normes de qualité rigoureuses et a fait l'objet d'une inspection soignée avant l'expédition. Cette garantie à vie limitée témoigne de la confiance que nous portons aux matériaux et à la main-d'œuvre utilisés pour produire nos appareils afin qu'ils puissent offrir aux consommateurs de nombreuses années de service fiable.

Cette garantie ne couvre pas les défaillances de l'appareil découlant d'une mauvaise utilisation ou de la négligence du propriétaire, ou de l'usure normale. La garantie ne s'applique pas aux composants non durables, tels que les accessoires en caoutchouc, les roulettes et les poignées, qui sont sujets à l'usure normale et doivent être remplacés périodiquement.

Si vous avez des questions au sujet de votre appareil M+D by Drive ou de la présente garantie, veuillez communiquer avec un revendeur Drive autorisé.

Instrucciones

- 1** Enjuague bien la alfombrilla con agua tibia para eliminar el polvo o los residuos del envase.
- 2** Limpie la superficie de la ducha o la bañera donde se colocará la alfombrilla. Rocíe ligeramente el área con agua para ayudar a que las ventosas se adhieran mejor.
- 3** Coloque la alfombrilla en la ubicación deseada con las ventosas hacia abajo.
- 4** Presione hacia abajo firmemente sobre toda la superficie de la alfombrilla, centrándose en las esquinas y los bordes, para activar las ventosas y garantizar un agarre seguro.



Precauciones adicionales

- 1** Asegúrese siempre de que la alfombrilla para baño esté bien sujeta a la bañera antes de usarla.
- 2** Limpie regularmente la bañera para evitar la acumulación de residuos resbaladizos que puedan afectar el agarre de las ventosas.
- 3** No use lejía ni abrasivos fuertes cuando limpie la alfombrilla para baño.
- 4** Asegúrese de que todos los productos de limpieza se hayan enjuagado bien de la bañera antes de usar la alfombrilla para baño.

Mantenimiento y limpieza

- 1** Enjuague ambos lados de la alfombrilla para baño después de cada uso.
- 2** Retire y deje secar colgada después de cada uso para maximizar la vida útil del producto.
- 3** Lave a máquina regularmente la alfombrilla para baño en un ciclo delicado en agua tibia/fría.
- 4** Los tintes y colorantes para el cabello pueden teñir o decolorar permanentemente la goma.


Garantía limitada de por vida

Su producto de la marca M+D de Drive está garantizado contra defectos de materiales y mano de obra durante toda la vida útil del producto para el comprador consumidor original.

Este dispositivo se construyó de acuerdo con estándares exigentes y se inspeccionó cuidadosamente antes del envío. Esta garantía limitada de por vida es una expresión de nuestra confianza en los materiales y la mano de obra de nuestros productos y nuestra garantía al consumidor de años de servicio confiable.

Esta garantía no cubre la falla del dispositivo debido a mal uso o negligencia del propietario, o al desgaste normal. La garantía no se extiende a componentes no duraderos, como accesorios de goma, ruedas y agarres, que están sujetos al desgaste normal y necesitan reemplazo periódico.

Si tiene alguna pregunta sobre su dispositivo M+D by Drive o sobre esta garantía, comuníquese con un distribuidor de Drive autorizado.



© 2025 Medical Depot, Inc. dba Drive DeVilbiss Healthcare.
All rights reserved.

Mobility Designed® is a trademark of Medical Depot, Inc.
Port Washington N.Y. 11050 USA
Made in Vietnam

© 2025 Medical Depot, Inc. exerçant son activité sous le nom
de Drive DeVilbiss Healthcare.
Tous droits réservés.

Mobility Designed® est une marque déposée de Medical Depot, Inc.
Port Washington, N.Y. 11050, États-Unis
Fabriqué en Viêt-Nam

© 2025 Medical Depot, Inc. dba Drive DeVilbiss Healthcare.
Todos los derechos reservados.

Mobility Designed® es una marca registrada de Medical Depot, Inc.
Port Washington, N.Y. 11050, EE. UU.
Hecho en Vietnam